



网 址: www.jiangyuanbio.com

订购热线: 17714396632 技术支持: 17714396632

邮 箱: jiangyuan@163.com

5×TBE 缓冲液

5× TBE Buffer

产品信息

产品货号	产品名称	产品规格	储存
JY04022	5×TBE 缓冲液 5×TBE Buffer	500 mL	室温

产品简介

TBE(Tris-硼酸盐-EDTA)缓冲液是生物学中常用的 DNA 电泳缓冲液,可用于 PAGE 胶和琼脂糖凝胶,主要成分是 Tris-硼酸盐与 EDTA。

对于分辨率要求不高时,使用 TAE 和 TBE 均可;对于分辨率要求比较高时,较低浓度的胶有利于提高大分子量核酸的分辨率,此时宜使用 TAE;而较高浓度的胶有利于提高小分子量核酸的分辨率,此时宜使用 TBE。此外,回收 DNA 片段时宜用 TAE 缓冲液进行电泳,但长时间电泳(如过夜)需选择 TBE 缓冲液。

保存条件

室温保存,至少1年有效。

注意事项

- 1. 若产品出现沉淀析出,请置于37℃水浴使其溶解,不影响使用。
- 2. 本产品仅用于科学研究,不得用于临床诊断和治疗,不得用于食品和药品,不得存放于普通住宅内。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明

本产品为 5×浓缩液,工作浓度为 1×,直接用蒸馏水稀释 5 倍后使用。

相关产品

产品编号	产品名称	产品规格
JY04021	50× TAE 缓冲液	500 mL
JY04023	10× TBE 缓冲液	500 mL